


Anti-Cox5B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P10606

Artikelnummer: CM0006644



Einführung

Anti-COX5B Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-COX5B, eine 13 kDa-Untereinheit der Cytochrom-c-Oxidase in der mitochondrialen Atmungskette. Ideal für die mitochondrial- und stoffwechselbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX5B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	COX5B; COXVB; Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 5B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-129 des humanen COX5B (NP_001853.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10606
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel