


Anti-Cox5B Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10606

Artikelnummer: CM0025308



Einführung

COX5B Kaninchen pAb zielt auf die mitochondriale Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 5B, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 14 kDa. Ideal für die Erforschung der oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX5B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	COXVB; COX5B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1329
GenID	1329
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 32-129 des menschlichen COX5B (NP_001853.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10606
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel