


Anti-Cox6A1 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12074

Artikelnummer: CM0028157



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyclonaler Antikörper gegen COX6A1, eine mitochondriale Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Unterstützt Forschung zur oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX6A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	COX6A; CMTRID; COX6AL; COX6A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1337
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12074
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel