


Anti-Cox6B1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14854

Artikelnummer: CM0004848



Einführung

Humanspezifischer COX6B1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung von mitochondrialer Cytochrom-c-Oxidase, oxidativer Phosphorylierung und mitochondrialen Erkrankungen. Monoklonal, humanreaktiv, Proteinmasse ~10 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX6B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1340
GenID	1340
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-86 von humanem COX6B1 (P14854) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14854
Proteinmasse	10 kDa
Versand	Eispackung