


Polyklonaler Anti-Cox6C-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09669

Artikelnummer: CM0020015



Einführung

Für Western Blot, IF/ICC und ELISA validierter polyklonaler COX6C-Kaninchenantikörper. Erkennt humanes und murines COX6C, eine mitochondriale Untereinheit der Cytochrom-c-Oxidase, die für die oxidative Phosphorylierung essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX6C-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	COX6C
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1345
GeneID	1345
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-75 des humanen COX6C (NP_004365.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P09669
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Kühlakku