

Anti-Cox7A1 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24310

Artikelnummer: CM0017237

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen COX7A1 (Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 7A1), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt COX7A1 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Atmungskomplexes IV und der oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX7A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1346 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-79 des menschlichen COX7A1 (NP_001855.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24310
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel