

Anti-Cox7A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24310

Artikelnummer: CM0003815

Einführung

Hochwertiger Anti-COX7A1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem COX7A1. Ideal für die Untersuchung der Montage des mitochondrialen Komplexes IV und der respiratorischen Superkomplexe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX7A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1346
GenID	1346
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-79 von menschlichem COX7A1 (NP_001855.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24310
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel