


Anti-Cox7A2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P14406

Artikelnummer: CM0026732



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes COX7A2 (Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 7A2, COX VIIa-L), validiert für WB und ELISA. Ideal für Untersuchungen der mitochondrialen oxidativen Phosphorylierung und der Assemblierung des Komplexes IV.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX7A2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliae	VIIAL; COX7AL; COX7AL1; COXVIIAL; COXVIIa-L; COX7A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1347
Gen-ID	1347
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-115 des humanen COX7A2 (NP_001856.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14406
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel