

Anti-Cox7A2L-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14548

Artikelnummer: CM0010025

Einführung

KD-validierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes COX7A2L/SCAF1. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Assemblierung mitochondrialer Atmungs-Superkomplexe und der Bioenergetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] COX7A2L-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9167
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14548
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlakku