

Anti-Cox7A2L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb Und Elisa - O14548

Artikelnummer: CM0022357

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen COX7A2L (SCAF1) gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA validiert wurde. Beteiligt an der Assembly mitochondrialer Respirations-Superkomplexe; geeignet für die Forschung an Humanproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] COX7A2L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP; [KD Validiert] COX7A2L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9167
Gen-ID	9167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-114 von humanem COX7A2L (NP_004709.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14548
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel