


Anti-Cox8A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10176

Artikelnummer: CM0025866



Einführung

COX8A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, ELISA. Reagiert mit Human, Maus. Ziel: Cytochrom-c-Oxidase Untereinheit 8A, mitochondrial (P10176), 8kDa. Ideal für Studien zur mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX8A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COX; COX8; VIII; COX8L; COX8-2; VIII-L; MC4DN15; COX8A
Spezies	Human
GeneID (Human)	1351
GeneID	1351
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-69 von humanem COX8A (NP_004065.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10176
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel