

## Anti-Cpa1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P15085

Artikelnummer: CM0026052



### Einführung

CPA1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Er reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-CPA1 (47 kDa) und zielt auf ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CPA1 ab. Ideal für die Carboxypeptidase-A1-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CPA1 Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | CPA; CPA1                                                                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                           |
| GenID             | 1357                                                                                                                                             |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CPA1 (NP_001859.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS             | P15085                                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 47 kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                        |