

Anti-Cpa3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15088

Artikelnummer: CM0020202

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes CPA3 (Mastzell-Carboxypeptidase A3), hergestellt im Kaninchen. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Mastzellbiologie und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MC-CPA; CPA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1359
GenID	1359
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-417 von humanem CPA3 (NP_001861.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P15088
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel