

Anti-Cpa6 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4T0

Artikelnummer: CM0016167

Einführung

Anti-CPA6 Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-CPA6 (51 kDa), eine sezernierte Carboxypeptidase, die an der Prozessierung von Neuropeptiden beteiligt und mit Epilepsie verbunden ist. SWISS: Q8N4T0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPA6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CPAH; ETL5; FEB11; CPA6
Spezies	Mensch
Gen-ID	57094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 130-437 des menschlichen CPA6 (NP_065094.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N4T0
Proteinmasse	51kDa
Versand	Eisbeutel