

Anti-Cpb1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15086

Artikelnummer: CM0014525



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CPB1, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an pankreatischer Carboxypeptidase B und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CPB; PASP; PCPB; CPB1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1360
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 111-417 des humanen CPB1 (NP_001862.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15086
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku