

Anti-Cpe Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16870

Artikelnummer: CM0028238

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Carboxypeptidase E (CPE). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Unterstützt die Forschung in der neuroendokrinen Biologie und Hormonverarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	CPE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPH; BDVS; IDDHH; CPE
Spezies	Mensch
Gen-ID	1363
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 257-476 von menschlichem CPE (NP_001864.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16870
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel