

Anti-Cpeb3 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ne35

Artikelnummer: CM0018954



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CPEB3 (SWISS: Q8NE35), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur translationalen Regulation bei Gedächtnis und synaptischer Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPEB3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	CPEB3
Spezies	Human
Gen-ID	22849 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 150-400 des humanen CPEB3 (NP_055727.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NE35
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel