

Anti-Cplx2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Puv4

Artikelnummer: CM0024842

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CPLX2 (Complexin-2), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu synaptischer Vesiklexozytose und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPLX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CPX2; Hfb1; 921-L; CPX-2; CPLX2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10814
GeneID	10814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-134 von humanem CPLX2 (NP_006641.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6PUV4
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel