

Anti-Cpne3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075131

Artikelnummer: CM0017596

Einführung

Anti-CPNE3 polyklonaler Kaninchenantikörper validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt CPNE3 aus Mensch und Maus, ein kalziumabhängiges phospholipidbindendes Protein, das an der ERBB2-vermittelten Tumorzellmigration beteiligt ist. Ideal für Studien zu Krebs und Zellsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPNE3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CPN3, PRO1071, CPNE3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8895
Gen-ID	8895
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 238-537 des menschlichen CPNE3 (NP_003900.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	075131
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eispack