

Anti-Cpox Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P36551

Artikelnummer: CM0028456



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CPOX, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Häm-Biosynthese und Mitochondrien. Immunogen: rekombinantes CPOX (aa111-454).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPOX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COX; CPO; CPX; HCP; HARPO; CPOX
Spezies	Human
Gen-ID	1371
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 111-454 des humanen CPOX (NP_000088.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36551
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel