


Anti-Cps1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P31327

Artikelnummer: CM0010246



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CPS1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Ziel ist ein mitochondriales Enzym des Harnstoffzyklus, das überschüssiges Ammoniak entfernt. Ideal für die Forschung an Leber und Dünndarm.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPS1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1373
Gen-ID	1373
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–200 des humanen CPS1 (NP_001866.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31327
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Kühlakku