


Anti-Cps1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31327

Artikelnummer: CM0006612



Einführung

CPS1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CPS1. Ideal für Studien zum Harnstoffzyklus und Ammoniakstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPS1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Spezies	Human
GeneID	1373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1356-1482 des humanen CPS1 (NP_001116105.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31327
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Kühlakku