


Anti-Cps1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P31327

Artikelnummer: CM0026068



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CPS1 (CPSase I), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt CPS1 in humanen, Maus- und Rattenproben, geeignet für die Erforschung des Harnstoffzyklus und der Ammoniakentgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1373
Gen-ID	1373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 750-970 von humanem CPS1 (NP_001866.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31327
Proteingewicht	165kDa
Versand	Eisbeutel