


Anti-Cpsf1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q10570

Artikelnummer: CM0024336



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der auf humanes CPSF1 (CPSF160) abzielt, eine Untereinheit des Spaltungs- und Polyadenylierungs-Spezifitätsfaktors. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Prä-mRNA 3'-Endbildung und der Regulation der Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPSF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MYP27; CPSF160; P/ci.18; HSU37012; CPSF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29894
GenID	29894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 700-950 von humanem CPSF1 (NP_037423.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q10570
Proteingewicht	161 kDa
Versand	Eisbeutel