

Anti-Cpsf2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P2I0

Artikelnummer: CM0025882



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CPSF2, validiert in WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der prä-mRNA 3'-End-Prozessierung und der Histon-mRNA-Reifung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPSF2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CPSF100; CPSF2
Spezies	Human
GeneID (Human)	53981
GeneID	53981
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-700 des humanen CPSF2 (NP_059133.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2I0
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel