

Anti-Cpsf4L Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - A6Nmk7

Artikelnummer: CM0019713

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-Cpsf4l, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der mRNA-Prozessierung und Genregulation in Mausproben. Erkennt ein 21 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cpsf4l Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	D11Ert636e; 0610010C04Rik; 1500000C01Rik; Cpsf4l
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	642843
Gen-ID	52670
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-228 von Maus-Cpsf4l entspricht (NP_080958.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	A6NMK7
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku