


Anti-Cpsf6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16630

Artikelnummer: CM0026427



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CPSF6 (CFIm68). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; detektiert humanes, murines, ratten CPSF6 (59 kDa). Schlüsselfaktor in der mRNA-3'-End-Verarbeitung und alternativen Polyadenylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPSF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFIM; CFIM68; CFIM72; HPBR11-4; HPBR11-7; CPSF6
Spezies	Human
GeneID (human)	11052
GeneID	11052
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-330 des humanen CPSF6 (NP_008938.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16630
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eistasche