

Anti-Cpsf73 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Ukf6

Artikelnummer: CM0004691



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen CPSF73 gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der mRNA-3'-End-Verarbeitung und der Histon-mRNA-Spaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPSF73 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CPSF73; NEDMHS; CPSF-73; NEDMHSN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51692
Gen-ID	51692
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 585-684 von menschlichem CPSF3 (Q9UKF6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKF6
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel