

Anti-Cpt1A-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - P50416

Artikelnummer: CM0010549



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-CPT1A-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Fettsäureoxidation, der mitochondrialen Aufnahme und des Leberstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPT1A-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1374
GeneID	1374
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 520-720 des menschlichen CPT1A (NP_001867.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50416
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Kühlakku