

Anti-Cpt1A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P50416

Artikelnummer: CM0007068



Einführung

KO-validierter CPT1A Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt die Leberisoform der Carnitin-Palmitoyltransferase 1A, essentiell für die Fettsäureoxidation. Ideal für Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] CPT1A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1374
Gen-ID	1374
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CPT1A.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50416
Protein-Gewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel