

Anti-Cpt1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50416

Artikelnummer: CM0030263



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CPT1A gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Erkennt humanes, murines und ratte CPT1A. Ideal für Untersuchungen zur mitochondrialen Fettsäureoxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPT1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1374
Gen-ID	1374
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 520-720 von humanem CPT1A (NP_001867.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50416
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel