

Anti-Cpt1B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Artikelnummer: CM0025481

Einführung

CPT1B Kaninchen polyklonaler Antikörper (UniProt Q92523) validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des Fettsäurestoffwechsels und der mitochondrialen Beta-Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPT1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1; CPT1B
Spezies	Human
GeneID	1375
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 533-772 von humanem CPT1B (NP_004368.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92523
Protein-Gewicht	88kDa
Versand	Eistasche