

Anti-Cpt1B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Artikelnummer: CM0010124

Einführung

Anti-CPT1B Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Zielt auf menschliche, murine und Ratten-Carnitin-Palmitoyltransferase 1B ab. Ideal für Fettsäurestoffwechsel- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPT1B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1375
Gen-ID	1375
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92523
Proteingewicht	66 kDa/79-88 kDa
Versand	Eisbeutel