

Anti-Cpt1C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tcg5

Artikelnummer: CM0014169



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CPT1C (Q8TCG5). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung neuronaler Palmitoyl-Thioesterase und des Lipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPT1C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CATL1; CPT1P; CPTIC; SPG73; CPT1-B; CPTI-B; CPT1C
Spezies	Mensch
GeneID	126129
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 270-400 von humanem CPT1C (NP_001129524.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TCG5
Protein-Gewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel