

Anti-Cpt2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23786

Artikelnummer: CM0017497

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CPT2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein mitochondriales Protein von ~74 kDa, das für die Betaoxidation von Fettsäuren essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPT2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1376
GeneID	1376
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 404-658 des humanen CPT2 (NP_000089.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23786
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku