

Anti-Cpt2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23786

Artikelnummer: CM0003273

Einführung

Anti-CPT2 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA in Human, Maus, Ratte. Ziel ist mitochondriales CPT2, essentiell für die Fettsäure-Beta-Oxidation. Ideal für Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1376
GeneID	1376
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 559-658 von humanem CPT2 (P23786) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23786
Protein-Gewicht	74kDa
Versand	Eistüte