

Anti-Cpt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23786

Artikelnummer: CM0026765

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CPT2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Fettsäurestoffwechsel- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Spezies	Mensch
GenelD	1376
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 420-658 von humanem CPT2 (NP_000089.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23786
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel