

Anti-Cpvl Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H3G5

Artikelnummer: CM0013400

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches CPVL, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt Orthologe von Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Funktion lysosomaler Carboxypeptidase in Makrophagen, Phagozytose und Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPVL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HVLP; CPVL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54504
GenID	54504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 127-476 von menschlichem CPVL (NP_061902.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H3G5
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel