

Anti-Cpxm1-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q96Sm3

Artikelnummer: CM0021908

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CPXM1, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines CPXM1, vorhergesagtes Molekulargewicht 82 kDa. Nützlich für die Erforschung von Zell-Zell-Interaktionen und der Biologie von Metalloproteasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPXM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CPX1; CPXM; CPXM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	56265
GeneID	56265
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 435-734 von humanem CPXM1 (Q96SM3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96SM3
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel