

Monoklonaler Anti-Cr2/Cd21-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Artikelnummer: CM0006765



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CR2/CD21 (Komplementrezeptor Typ 2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal zur Untersuchung der B-Zell-Aktivierung, des Komplementwegs und der Interaktionen mit dem EBV-Rezeptor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CR2/CD21-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1380
GeneID	1380
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 934–1033 des humanen CR2/CD21 (NP_001868.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20023
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Kühlakku