

Anti-Cr2/Cd21 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P20023

Artikelnummer: CM0003166



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CR2/CD21 (Komplement-Rezeptor Typ 2). Validiert für WB, IF-P, ELISA; reagiert mit Mensch und Ratte. Immunogen: intrazelluläres Peptid (aa 934-1033). Ideal für Studien zur B-Zell-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CR2/CD21 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1380
GenID	1380
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 934-1033 von humanem CR2/CD21 (P20023) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P20023
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel