

Anti-Cr2/Cd21 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Artikelnummer: CM0007692



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CR2/CD21, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für B-Zell-Rezeptor-, Komplementweg- und Epstein-Barr-Virus-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CR2/CD21 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1380
Gen-ID	1380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 933-1033 von humanem CR2/CD21 entspricht. (NP_001868.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20023
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel