

Anti-Cr2/Cd21 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P20023

Artikelnummer: CM0028269



Einführung

Anti-CR2/CD21 Kaninchen-polyclonaler Antikörper (Gen-ID: 1380) für Anwendungen WB, IF, IHC, ELISA. Validiert für Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen gerichtet gegen Komplementrezeptor Typ 2 (CD21), den Epstein-Barr-Virus-Rezeptor und B-Zell-Korezeptor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CR2/CD21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1380
GenID	1380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-590 von menschlichem CR2/CD21 (NP_001006659.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20023
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel