

Anti-Crabp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P29762

Artikelnummer: CM0011409



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-CRABP1 Kaninchen-monoklonalen Antikörper an, der für WB, IF-P und ELISA validiert wurde. Erkennt menschliches, murines und rattiges CRABP1, ein cytoplasmisches Retinsäure-bindendes Protein, das an der Retinoid-Signalgebung beteiligt ist. Ideal für Studien zur zellulären Retinsäure.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRABP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RBP5; CRABP; CRABPI; CRABP-I; CRABP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1381
GenID	1381
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 58-137 von menschlichem CRABP1 (P29762) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29762
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel