


Anti-Crabp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29373

Artikelnummer: CM0027351



Einführung

CRABP2 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für Anwendungen WB, IF/ICC, ELISA. Detektiert CRABP2 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Retinsäuresignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRABP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	RBP6; CRABP-II; CRABP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1382
Gen-ID	1382
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-94 von menschlichem CRABP2 (NP_001869.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29373
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eispackung