

Anti-Cracr2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bsw2

Artikelnummer: CM0017120



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CRACR2A (RAB46/EFCAB4B) für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Beteiligt an dem store-operated Ca^{2+} -Einstrom (SOCE), der Regulation von CRAC-Kanälen und der T-Zell-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRACR2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84766
GenID	84766
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem CRACR2A (NP_001138430.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BSW2
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel