

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Cracr2A-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsw2

Artikelnummer: CM0014472



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CRACR2A, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt endogenes CRACR2A in humanen und Mausproben und ist für die Untersuchung des speicheroperierten Kalziumeinstroms und der T-Zell-Aktivierung von wesentlicher Bedeutung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRACR2A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84766
GeneID	84766
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen CRACR2A (NP_001138430.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BSW2
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku