

Anti-Cralbp Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12271

Artikelnummer: CM0029831



Einführung

Kaninchen-polyclonaler CRALBP-Antikörper validiert für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch, Maus, Ratte. CRALBP ist ein Retinoid-Transporter, der für die Regeneration des Sehzyklus und die Sehforschung essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRALBP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CRALBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6017
GenID	6017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-317 des menschlichen CRALBP (NP_000317.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P12271
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel