

Anti-Crat-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43155

Artikelnummer: CM0030503



Einführung

Entdecken Sie unseren gebrauchsfertigen CRAT-Kaninchen-Polyklonalantikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und rattigem CRAT (71 kDa) für Stoffwechsel- und Neurodegenerationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAT; CAT1; NBIA8; CRAT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1384
GenID	1384
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 380-626 von menschlichem CRAT (NP_000746.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43155
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel