


Anti-Crb1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P82279

Artikelnummer: CM0013457



Einführung

Für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA validierter polyklonaler CRB1-Kaninchenantikörper. Bestätigte Reaktivität mit menschlichem und murinem Gewebe. Ideal für die Erforschung der retinalen Entwicklung und der Zellpolarität. SWISS-Akzession P82279.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LCA8; RP12; CRB1-A; CRB1-B; CRB1-C; CRB1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23418
GeneID	23418
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-133 des menschlichen CRB1 (NP_957705.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P82279
Proteingewicht	154 kDa
Versand	Eisbeutel